

# 沖牙器安裝說明

HS0120A

分水器安裝



1

使用簡易扳手扣住起波器卡準。



2

將龍頭起波器拆下。



3

分水器裝上適合的轉接頭。



4

確認分水器上有墊片後，  
旋上分水器。



5

分水器安裝完成。

# 沖牙器安裝說明

漱口水瓶/握把安裝



**6** 分水器上裝墊片和漱口水瓶。



**7** 漱口水瓶可裝漱口水搭配使用。



**8** 將壁掛式噴頭收納盒  
使用掛勾或無痕貼片固定於牆面。  
並放上沖牙器和噴嘴。  
即安裝完成。

## 沖牙器使用方式:



分水器開關**向下**  
一般自來水



瓶身**向下**  
自來水沖洗



瓶身**向上**  
漱口水沖洗



貼心小叮嚀！

請將噴嘴先放入口中，再開水龍頭，臉朝下，這樣就可避免水噴的到處都是喔！